

# MULTIOPTIKK AS



BRILLER TIL BARN

FOR DE MINSTE



## FOR DE MINSTE BARNA

For de minste barna (0-2 år) anbefales helstøpte myke plastbriller. Brillen bør tåle røff behandling. Innfatningen kan festes med et fleksibelt hodebånd.



## BARN MELLOM 2-5 ÅR

Enkelte innfatninger for barn mellom 2-5 år leveres både med stang og hodebånd.



For noen barn er ridestenger et smart alternativ for å få brillen til å sitte godt.

# FOR STØRRE BARN



## STØRRE BARN



Demetz har mange ulike innfatningsmodeller for alle aldersgrupper. Innfatningene fra Demetz er godt egnet til sol- og filterglass med styrke.



## SPESIALINNFATNINGER




MultiOptikk tilbyr ulike spesialinnfatninger for personer der hode- eller ansiktsanatomi gjør det utfordrende å tilpasse standard innfatninger.



Innfatningene fra Specs4Us har senket nesebro, slik at den sitter godt på personer med lav eller flat neserygg.


## HØYE MINUSSTYRKER

For å redusere kanttykkelsen ved høye minusstyrker kan man bestille myosoft spesialslip med ønsket diameter på optisk sone. Overgangen til optisk sone er myk.




## HØYE PLUSSTYRKER


Plussglass finnes også i ulike aperturer/optiske soner. Med barnelenti kan man velge optisk sone med diameter 25, 28 eller 30 mm.



*Barnelenti*



*Barnelenti Bifokal*





*Hypersoft*

For innfatninger med stor diameter og høy basekurve kan man bruke hypersoft kantreduksjon for plussglass.

# BIFOKALE GLASS

MultiOptikk leverer ulike varianter av bifokale glass med høye styrker og addisjoner. Bifokale glass med et rett segment på 35 eller 45 mm vil ofte dekke over hele eller mesteparten av en barnebrille, og kan erstatte executiveglass. RS28 har en usynlig overgang til det runde segmentet på baksiden av glasset.



# FILTERBRILLER FOR BARN





# FILTERBRILLER

Barn med diagnoser eller retinale tilstander som gjør dem svært lysømfintlige kan ha behov for filterbriller.



Barn fra 4-5 års alder kan som oftest uttrykke selv hvilket filter som gir dem best synskomfort. For de minste barna velger man filter basert på teori og erfaring ut fra barnets diagnose. Filter kan leveres som plano eller med styrke. Ring oss for veiledning.



# FILTERKOMBINASJONER

Da lysforholdene rundt oss varierer, vil det ofte være behov for flere par med ulike filterbriller. Kantfiltre eller nøytrale gråfiltre (ND-filtre), kan kombineres med polarisering eller fargeskiftende glass.

For barn i skole og barnehage er fargeskiftende glass et praktisk alternativ.

# SPORTSBRILLER FOR BARN



## SVØMMEBRILLER

Svømmebriller til barn kan leveres med styrke og filter.



## SPORTSBRILLER

Demetz har flere innfatninger til sport som kan leveres med styrke og filter.

Spesialinnfatninger til ballsport som tennis og fotball, kan leveres i polycarbonat med styrke.




# OPTISKE LØSNINGER



# OPTIO

ML Optio er et spesialglass som gir svært mange muligheter for individuell tilpasning av styrker og prismer i de ulike delene av glasset.



## FORSTØRRENDE HJELPEMIDLER

Lupelinjaler og visolettluper er eksempler på forstørrende hjelpemidler som kan være nyttige for barn med lesevansker.



# KONTAKTLINSER FOR BARN



# MULTILENS KONTAKTLINSER FOR BARN – ML SOFT

Multilens myke kontaktlinser ML Soft er en god løsning for barn når det kreves:

- mindre eller større diameter
- høyere styrker
- krummere eller flatere radie

ML Soft Barn er en myk kontaktlinse med sfærisk design. For enklere håndtering er den laget litt tykkere enn en vanlig kontaktlinse. Produseres med ønskede parametre.

## PARAMETRE

### Radie

6.50 – 11.00 mm i 0,1 mm steg

### Diameter

10.00 – 19.00 mm i 0,1 mm steg

### Styrker

Sfære: +40.00 D / -25.00 SD

Cylinder: Max -12.00 CD med 1° steg i akseretning

Toriske linser har strekmarkeringer kl 3, 6 og 9

### Materiale

Finnes i tre hydrogelmateriale og ett silikonhydrogelmateriale

ML 65, ML 75, GM3, Si-H 74

ML 75 er vårt standardmateriale med Dk 43 og UV-beskyttelse

Si-H 74 er i silikonhydrogelmateriale med Dk 60

### Filter i kontaktlinser


Alle Multilens myke hydrogellinser kan leveres med filter ML 450, ML 511, ML 550 og ML 585

### Geometri

Mulig med yttertorisk design for korreksjon av astigmatisme. Kan leveres med forsterket kanttykkelse eller minusbærekant

### Byttefrekvens

Anbefalt bytte av linse hver 6. måned for hydrogel og hver 3. måned for Si-H 74



# MULTIOPTIKK AS

---



Filter



Glass og innfatninger



Optikk for avstand



Optikk for nær



Luper



Kontaktlinser



Lys